

ALTRONIX CT-3 Conductivity/TDS/Salt/Temp. Meter



El medidor portátil de conductividad/TSD/Salinidad/Temperatura **ALTRONIX CT-3** emplea tecnología de vanguardia con microprocesador integrado, que es adecuado para la medición de soluciones en aplicaciones diversas en institutos de investigación, industrias farmacéuticas/cosméticas/metalúrgicas/alimenticias/textiles, etc., laboratorios de tratamiento de aguas, laboratorios de análisis de suelos, etc..

Características:

1. Diseñado por microprocesador.
2. Gran pantalla de lectura simultánea de la conductividad (o el parámetro seleccionado) y de la temperatura.
3. Cubierta a prueba de salpicaduras y funda protectora de goma (No incluido en la versión "base").
4. Compensación manual de la temperatura (MTC) o automática (ATC) mediante el uso de una termosonda/ATC envainada en acero inoxidable. (Termosonda/ATC no incluida en la versión "base").
5. Simple para calibrar por un teclado en 5 puntos con soluciones estándar.
6. Apagado automático después de 10 minutos de no uso.

	Conductivity	TDS
Range	10.0~ 199.9μS 200~ 1999μS 2.00~ 19.99 mS 20.0~ 100.0 mS	6.6~131.9 ppm 132~1319 ppm 1.32~13.19 ppt 13.2~66.7 ppt
Accuracy	±2% FS	±2% FS
Resolution	0.1/1 μS / 0.01/0.1 mS	0.1/1 ppm / 0.01/0.1 ppt
Compensation	ATC: 0~50 °C	ATC: 0~50 °C

	Salt	Temp.
Range	5.0~99.9 ppm 100~999 ppm 1.00~9.99 ppt 10.0~50.0 ppt	0~110 °C
Accuracy	±2% FS	±0.2+1 digit
Resolution	0.1/1ppm/0.01/0.1ppt	0.1 °C
Compensation	ATC: 0~50 °C	

Accesorios versión "full": Funda protectora de goma, Celda conductimétrica, Termosonda (ATC) envainada en acero inoxidable, Solución patrón de calibración x 50ml c/u de 1413 μS/cm. y 12880 μS/cm., Batería de 9V. y Manual de Uso.

Accesorios versión "base": Celda conductimétrica, Batería de 9V. y Manual de Uso.